



The Original Premixed Calcium Hydroxide Dressing

3mL

Pulpdent® Paste



SCAN ME

www.pulpdent.com/info

Pulpdent® Paste

Pulpdent® Paste

For Vital Pulp Therapy and Root Canal Therapy

CE
0459

Pulpdent Paste is the original premixed calcium hydroxide methylcellulose pulpal dressing for vital pulp therapy and root canal therapy. It is radiopaque and requires no mixing.

Pulpdent Paste has a pH >12. It is applied directly on the vital pulp in all pulp capping, pulpotomy and curettage procedures. Pulpdent Paste stimulates the pulp to form a new dentin bridge which is visible clinically after approximately 2–3 months and which re-encloses the pulp in its own natural protective chamber. A hard base must be placed over the dressing prior to the placement of the final restoration.

Pulpdent Paste is a clinically proven dressing for the stimulation of hard tissue formation and root repair in the non-vital root canal. Its uses include temporary canal filling, apexification and other hard tissue formation, and the treatment of traumatic injuries, root resorption, apical cysts and abscesses, periapical lesions, exudation, perforation

and root fractures. Pulpdent Paste discourages traumatic external resorption in the reimplanted avulsed tooth and is ideal as a dressing for weeping canals and after the removal of serous exudate and pus.

INGREDIENTS: Calcium Hydroxide, Aqueous Methylcellulose, Barium Sulfate

PRODUCT DESCRIPTION

Pulpdent Paste is the original premixed calcium hydroxide methylcellulose pulpal dressing for vital pulp therapy and root canal therapy.

INDICATIONS

Direct Pulp Capping, Dentin Bridge Formation, Root Canal Therapy, Apexification

CONTRAINDICATIONS

Not for use as a hard-setting base or hard-setting root canal filling material. For any potential allergies, refer to associated MSDS.

INSTRUCTIONS FOR USE FOR VITAL PULP THERAPY

1. Place an 18 gauge needle securely on the syringe with a twist. The needle can be bent to facilitate access to cavity. Alternatively, dispense a small amount of paste on a pad and place into cavity with an appropriate instrument.
2. For pulpotomy, place 2–3mm of Pulpdent Paste onto pulp. For pulp capping, place 1–2mm of Pulpdent Paste at the exposure site.
3. Dry with stream of air to create a “crust”.
4. Gently tamp Pulpdent Paste with a pledget of cotton to assure contact with the pulp. Again dry with stream of air.
5. Flow hard setting cement over the Pulpdent Paste for compressive strength. Place final restoration.

FOR ROOT CANAL THERAPY

1. Fill root canal with Pulpdent Paste using an 18 gauge Pulpdent Paste needle, the Pulpdent Pressure Syringe, a lentulo spiral or a blunt paper point.
2. Cover with a pledget of cotton and a temporary filling material.
3. Pulpdent Paste can be removed by minimal filing and normal irrigating agents and replaced as necessary until the desired results have been achieved. The root canal can then be obturated by an appropriate method.

NOTE: Use a new applicator tip for each patient. To extend shelf life of Pulpdent Paste, place a drop of water in the cap and recap syringe promptly after each use.

STORAGE AND HANDLING

- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination and sources of ignition.
- Shelf life of unopened product: 2 years from date of manufacture.
- Re-cap immediately after use.

CAUTION

May be irritating to eyes, skin, respiratory system, gastrointestinal tract or mucous membranes, especially in large quantities and/or with prolonged exposure. For use by dental professionals only. Wear gloves, safety glasses; wash hands after use. Avoid unnecessary exposure.


REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS

Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to:

Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
email: pulpdent@pulpdent.com

Note: Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>
Note: Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

CLINICAL SITUATIONS WHERE PULPDENT PASTE CAN BE USED IN ROOT CANAL THERAPY



1. exudation control
2. large periapical lesions
3. antibacterial dressing
4. temporary root filling
5. apical inflammatory resorption
6. inflammatory resorption following trauma
7. apical internal resorption
8. internal-external root resorption
9. perforations
10. transverse root fractures
11. incompletely developed pulpless teeth (Heithersay, G.S. Calcium Hydroxide in the Treatment of Pulpless Teeth with Associated Pathology, J. Brit Endo Society, 8[2]: 74-93 July 1975)

ES PULPDENT® PASTE

Para terapia pulpar vital y terapia de conducto radicular

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pulpdent Paste es el apósito pulpar original de metilcelulosa de hidróxido de calcio premezclado para la terapia pulpar vital y la terapia del conducto radicular.

INDICACIONES

Recubrimiento pulpar directo, formación de puentes de dentina, tratamiento del conducto radicular, apexificación.

CONTRAINDICACIONES

No debe usarse como base de fraguado rígido o material de relleno de conducto radicular de fraguado rígido. Para informarse sobre posibles alergias, consulte la MSDS del producto.

INSTRUCCIONES DE USO PARA LA TERAPIA DE LA PULPA VITAL

1. Coloque una aguja de calibre 18 de forma segura sobre la jeringa con un movimiento de giro. Doble la aguja para facilitar el acceso a la cavidad. Alternativamente, aplique una pequeña cantidad de pasta en un pad desechable y colóquela en la cavidad con un instrumento apropiado.
2. **Para pulpotomía**, coloque 2 o 3 mm de Pulpdent Paste sobre la pulpa. **Para cubrir la pulpa**, coloque 1-2 mm de Pulpdent Paste sobre la porción expuesta.
3. Secar con un chorro de aire para crear una “costra”.
4. Empuje suavemente la pasta colocada con una torundita de algodón a fin de asegurar que ésta entre en contacto con la pulpa. Seque nuevamente con aire.
5. Mezcle una porción pequeña de cemento de fraguado rígido sobre la pasta Pulpdent. Coloque la restauración final.

PARA PREPARACIÓN DE LA RAÍZ

1. Obture el conducto radicular con Pulpdent Paste, utilizando una aguja de Pasta Pulpdent de calibre 18, la Jeringa de Presión Pulpdent, un lentulo o una punta de papel.
2. Cubra con una torunda de algodón y un material de obturación temporal
3. La pasta Pulpdent podrá ser retirada con agentes de irrigación o de obturación y reposicionada conforme fuera necesario, hasta que se hayan obtenido los resultados deseados. El conducto radicular puede entonces ser obturado con el método adecuado.

NOTA

Utilice una nueva punta aplicadora para cada paciente. Para prolongar la vida útil de Pulpdent Paste, coloque una gota de agua en la tapa y vuelva a tapar la jeringa inmediatamente después de cada uso.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacene bien cerrado en el contenedor original a temperatura ambiente. Evite la luz directa, los extremos de temperatura, contaminación y fuentes de ignición.
- Vida útil del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Volver a tapar inmediatamente después de su uso.

PRECAUCIÓN

Puede causar irritación en los ojos, la piel, el sistema respiratorio, el tracto gastrointestinal o las membranas mucosas, especialmente en grandes cantidades y / o con exposición prolongada. Para uso exclusivo de profesionales dentales. Use guantes, gafas de seguridad; lavarse las manos después de su uso. Evite la exposición innecesaria.

REPORTE DE INCIDENTES GRAVES

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado.

Los informes de incidentes graves deben enviarse a:

Corporación Pulpdent
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

correo electrónico: pulpdent@pulpdent.com

Nota : Utilice envolturas de barrera desechables sobre los dispensadores dentales de uso múltiple antes de usarlos con cada paciente. Para obtener información adicional, consulte: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.

Nota: Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

FR
PULPDENT®
PULPDENT® PASTE
Pour le traitement du tissu pulpaire vivant et le traitement canalaire
DESCRIPTION DU PRODUIT
Pulpdent Paste est le pansement pulpaire original et prémélangé à base d'hydroxyde de calcium et de méthylcellulose pour le traitement du tissu pulpaire vivant et le traitement canalaire.
INDICATIONS
Coiffage pulpaire direct, formation de pont dentinaire, traitement canalaire, apexification.
CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser comme base à prise dure ou matériau d'obturation canalaire à prise dure. En cas d'allergies potentielles, consultez la fiche de données de sécurité (MSDS).
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
POUR LA CONSERVATION DE LA VITALITÉ PULPAIRE :
1. Placer une aiguille de calibre 18 solidement sur la seringue. L'aiguille peut être pliée pour faciliter l'accès à la cavité. Alternativement, déposer une petite quantité de pâte sur un tampon et la placer dans la cavité avec un instrument approprié.
2. Dans les cas de **pulpotomie**, placer 2 – 3mm d'épaisseur de Pulpdent Paste directement sur la pulpe exposée. Dans les cas de **coiffage pulpaire**, placer 1 - 2mm d'épaisseur de Pulpdent Paste directement sur la pulpe exposée.
3. Sécher avec un jet d'air jusqu'à ce qu'une « croûte » apparaisse.
4. Tamponner légèrement la pâte avec une boulette de coton afin de s'assurer que Pulpdent Paste est en contact avec la pulpe. Sécher à nouveau avec un jet d'air.
5. Placer une fine couche de ciment dur sur Pulpdent Paste pour assurer une résistance à la compression. Mettre en place le matériau de restauration.
POUR LE TRAITEMENT CANALAIRE :
1. Remplir le canal radiculaire avec Pulpdent Paste à l'aide d'une aiguille Pulpdent Paste de calibre 18, de la seringue à pression Pulpdent, d'un lentulo ou d'une pointe en papier émoussée.
2. Couvrir d'une compresse de coton et d'un matériau de remplissage temporaire.
3. Pulpdent Paste peut être enlevé par un limage minimal et des agents d'irrigation

DE
PULPDENT®
PULPDENT® PASTE
Für Vitalpulphtherapie und Wurzelkanaltherapie
PRODUKTBESCHREIBUNG
Pulpdent Paste ist ein original vorgemischter Pulpaverband aus Calciumhydroxid-Methylcellulose für die Vitalpulpathérapie und Wurzelkanaltherapie.
INDIKATIONEN
Direkte Pulpaüberkappung, Dentinbrückenbildung, Wurzelkanaltherapie, Apexifikation
KONTRAINDIKATIONEN
Nicht indiziert als vollständig aushärtende Basis oder vollständig aushärtendes Wurzelkanalfüllmaterial. Informationen zu möglichen Allergien finden Sie im zugehörigen MSDS.
GEBRAUCHSANWEISUNG
VITALPULPATHERAPIE
1. Entfernen Sie den Plastikverschluss. Setzen Sie eine 18-Gauge-Nadel mit einer Drehung sicher auf die Spritze. Um den Zugang zur Kavität zu erleichtern, können Sie die Nadel biegen. Alternativ können Sie eine kleine Menge Paste auf ein Pad geben und mit einem geeigneten Instrument in die Kavität einbringen.
2. **Pulpotomie** empfiehlt sich die Platzierung von 2-3 mm Pulpdent Paste direkt auf die Pulpa. **Zur Pulpaüberkappung** genügt bereits eine Schicht von 1-2mm Pulpdent Paste auf die geöffnete Pulpa.
3. Mit einem Luftstrom trocknen, damit eine "Kruste" entsteht.
4. Pulpdent Paste mit einem Wattebausch sanft andrücken, um den Kontakt mit dem Zellstoff sicherzustellen. Erneut mit Luftstrom trocknen.
5. Lassen Sie hart abbindenden Zement über die Pulpdent Paste fließen, um die Druckfestigkeit zu erhöhen. Setzen Sie die endgültige Restauration ein.
WURZELBEHANDLUNG
1. Füllen Sie den Wurzelkanal mit Pulpdent Paste unter der Verwendung der mitgelieferten Nadeln, einer Pulpdent Pressure Spritze, einer Lentulo Nadel oder mithilfe einer Papierspitze.
2. Pulpdent Paste kann durch minimales Feilen und normale Spülmittel entfernt und bei Bedarf ersetzt werden, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Der Wurzelkanal kann dann mit einer geeigneten Methode obturiert werden.

IT
PULPDENT® PASTE
Per la terapia della polpa vitale e il trattamento dei canali radicolari
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pulpdent Paste è l'originale medicazione pulpale premiscelata con idrossido di calcio e metilcellulosa per la terapia della polpa vitale e il trattamento dei canali radicolari.
INDICAZIONI
Incappucciamento diretto della polpa, formazione di ponti dentinali, trattamento dei canali radicolari, apicificazione.
CONTROINDICAZIONI
Non indicato per l'utilizzo come base a presa dura o materiale di riempimento dei canali radicolari a presa dura. Fare riferimento alla relativa MSDS per eventuali allergie.
ISTRUZIONI PER L'USO
PER LA TERAPIA DELLA POLPA VITALE
1. Posizionare saldamente un ago da 18 gauge sulla siringa. L'ago può essere piegato per facilitare l'accesso alla cavità. In alternativa, dispensare una piccola quantità di pasta su un blocchetto d'impasto e inserirla nella cavità con uno strumento appropriato.
2. In caso di **pulpotomia**, distribuire uno strato di Pulpdent Paste di circa 2-3 mm di spessore direttamente sulla polpa. **Per incappucciare la polpa**, stendere il prodotto in uno strato di 1-2 mm sulla parte esposta.
3. Asciugare con un getto d'aria per creare una "crosta".
4. Tamponare delicatamente il prodotto con del cotone, così da assicurare il contatto con la polpa. Asciugare nuovamente con un getto d'aria.
5. Ricoprire Pulpdent Paste con un cemento a presa dura per creare resistenza alla compressione. Eseguire il restauro definitivo.
PER IL TRATTAMENTO DEI CANALI RADICOLARI
1. Riempire il canale radicolare con Pulpdent Paste utilizzando un ago Pulpdent Paste da 18 gauge, la siringa a pressione Pulpdent, un lentulo o un cono di carta smussato.
2. Chiudere il canale con un tampone di cotone e con del materiale per otturazione provvisoria.

normaux et remplacé si nécessaire jusqu'à ce que les résultats souhaités aient été obtenus. Le canal radiculaire peut alors être obturé par une méthode appropriée.
REMARQUE
Utiliser un nouvel embout applicateur pour chaque patient. Pour prolonger la durée de conservation de Pulpdent Paste, placer une goutte d'eau dans le capuchon et reboucher la seringue rapidement après chaque utilisation.
STOCKAGE ET MANIPULATION
• Conserver hermétiquement clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Éviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.
• Validité du produit non ouvert : 2 ans à partir de la date de fabrication.
• Reboucher immédiatement après l'usage.
MISE EN GARDE
Peut être irritant pour les yeux, la peau, le système respiratoire, le tractus gastro-intestinal ou les muqueuses, en particulier en grande quantité et/ou en cas d'exposition prolongée. À l'usage des professionnels dentaires seulement. Porter des gants et des lunettes de sécurité ; se laver les mains après utilisation. Éviter les expositions inutiles.
NOTIFICATION DES INCIDENTS GRAVES
Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié.
Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à :
Société Pulpdent
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis
Tél. : 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262
courriel : pulpdent@pulpdent.com
Remarque : Appliquer des protections jetables et remplacer l'embout avant de l'utiliser avec chaque patient. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>
Remarque : Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

3. Pulpdent Paste kann durch minimales Feilen und normale Spülmittel entfernt und bei Bedarf ersetzt werden, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Der Wurzelkanal kann dann mit einer geeigneten Methode obturiert werden.
Bemerkung: Verwenden Sie für jeden Patienten eine neue Applikatorspitze. Um die Haltbarkeit von Pulpdent Paste zu verlängern, geben Sie einen Tropfen Wasser in die Kappe und füllen Sie die Spritze nach jedem Gebrauch sofort wieder auf.
LAGERUNG UND HANDHABUNG
• Gut verschlossen in der Original-Verpackung lagern bei kühler Raumtemperatur.
• Direktes Licht und extreme Temperaturschwankungen vermeiden. Vor Kontamination und Zündquellen schützen.
• Haltbarkeit bei ungeöffneter Packung: 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
• Nach Gebrauch sofort verschließen.
WARNHINWEIS
Kann die Augen, die Haut, die Atemwege, den Magen-Darm-Trakt oder die Schleimhäute reizen, insbesondere in großen Mengen und/oder bei längerer Exposition. Nur für zahnärztliches Fachpersonal bestimmt. Handschuhe und Schutzbrille tragen; nach Gebrauch Hände waschen. Vermeiden Sie unnötige Exposition.
MELDUNG VON SCHWERWIEGENDEN VORKOMMNISSEN
Alle schwerwiegenden Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem Produkt sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das Vorkommnis aufgetreten ist, oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.
Berichte über schwerwiegende Vorkommnisse sind zu senden an:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
E-Mail: pulpdent@pulpdent.com
Bemerkung : Bringen Sie vor der Verwendung bei jedem Patienten Einweg-Barrierschutzhüllen/-wicklungen über den zahnärztlichen Mehrfach-Dispenser an. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>
Hinweis : Eine Liste der in diesem Produkt enthaltenen Materialien finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

3. Pulpdent Paste può essere rimossa con una leggera limatura e con normali agenti irriganti e può essere riapplicata quante volte si ritiene necessario, fino al raggiungimento dei risultati prefissati. Il canale radicolare può quindi essere otturato con un metodo appropriato.
Nota: Utilizzare una nuova punta dell'applicatore per ogni paziente. Per prolungare la durata di conservazione di Pulpdent Paste, mettere una goccia d'acqua nel tappo e richiudere la siringa subito dopo ogni utilizzo.
CONSERVAZIONE E GESTIONE
• Conservare nel contenitore originale ben sigillato a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di ignizione.
• Periodo di validità del prodotto non aperto: 2 anni dalla data di produzione.
• Richiudere immediatamente dopo l'uso.
ATTENZIONE
Il materiale può causare irritazione a contatto con gli occhi, la pelle, il sistema respiratorio, il tratto gastrointestinale o le mucose, specialmente in grandi quantità e/o con esposizione prolungata. Ad uso esclusivo dei professionisti del settore odontoiatrico. Indossare guanti, occhiali di sicurezza; lavarsi le mani dopo l'uso. Evita l'esposizione non necessaria.
SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI
Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
e-mail: pulpdent@pulpdent.com
Nota: Applicare delle protezioni monouso sulla siringa e cambiare il puntale dopo ogni paziente
Per ulteriori informazioni vedere : <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>
Nota: Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.



Leibetseder
Dentalwarenhandel GmbH
Hans-Zach-Straße 2
4210 Gallneukirchen
Austria
Bohumila Siegllová
Kolná 303
25203 Řitka
Czech Republic
Hu-Fa Dental a.s.
Moravni 909
765 02 Otrokovice
Czech Republic
Cenger Scandinavia A/S
Urlevvej 6 B
8783 Hornslyd
Denmark

Dansk Nordenta A/S
Nydamsvej 8
8362 Hørning
Denmark
Piandent OY
Asentajankatu 6 B
00880 Helsinki
Finland
OPSYSE
18 Allée du Fenouil
ZA Saint Louis
84250 Le Thor
France
KinderDent GmbH
Gutenbergstraße 7
28844 Weyhe
Germany

Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg im Allgäu
Germany
Dental Medical Ireland
Kellystown House
Kellystown Lane, Leixlip
Co. Kildare, W23 VF9P
Ireland
Ravelli S.p.A.
Via Darwin 32-34
20019 Settimo Milanese
Italy
Virdental, UAB
Artojų g. 52B, Garliavos
Apylinkių seniūnija
Teliečių kaimas
53273, Kauno Rajonas
Lithuania

Hofmeester Dental B.V.
Andries Copierhof 2
3059 LM Rotterdam
Netherlands
Equadent Sp z o.o.
ul. Pck 12
62-500 Konin
Poland
Lifco Dental AB
Verkmästaregatan 1
745 39 Enköping
Sweden
UNIDENT AB
Västerhavsvägen 2
311 77 Falkenberg
Sweden

	Electronic Safety Data Sheet
EN	Electronic Safety Data Sheet
ES	Ficha electrónica de datos de seguridad
FR	Fiche de données de sécurité électronique
DE	Elektronisches Sicherheitsdatenblatt
IT	Scheda di sicurezza elettronica
DK	Elektronisk sikkerhedsdatablad
NL	Elektronisch veiligheidsinformatieblad
SE	Elektroniskt säkerhetsdatablad
NO	Datablad om elektronisk sikkerhet
FI	Sähköinen käyttöturvallisuustiedote
CZ	Elektronický bezpečnostní list
LV	Elektroniskā drošības datu lapa
LT	Elektroninis saugos duomenų lapas
PT	Ficha de dados de segurança eletrónica
SK	Elektronická karta bezpečnostných údajov
PL	Elektroniczna karta charakterystyki
RO	Fişa electronică cu date de securitate
EE	Elektroniiline ohutuskkaart
BG	Електронен информационен лист за безопасност
GR	Ηλεκτρονικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας